

- Efficiëntere processen
- Direct resultaat
- Verbeterde zorg



## Lithium meten met één vingerprik

“ Het systeem is flexibel, veilig, betrouwbaar en laagdrempelig ”

*Marius Reijnen, verpleegkundig specialist GGzE.*



In één meting:

- Li — Lithium
- Cr — Creatinine
- eGFR — Nierfunctie



Waarden snel beschikbaar




Makkelijk in gebruik



Vergelijkbaar met lab

### Resultaten gebruiksvriendelijkheidsonderzoek.





De eerste Point of Care test wereldwijd voor de begeleiding van lithiummedicatie



## Voordelen



Direct meten bij vermoeden van intoxicatie.



Direct sturen op actuele gegevens.



Positief effect op therapietrouw en no shows.



Verbeterde efficiëntie en effectiviteit behandeling.



Positieve invloed op cliënt/behandelaar relatie.



CE gecertificeerd voor professioneel gebruik.

## Hoge betrouwbaarheid: Meten met bloedschadedetectie.

Eén vingerprik druppel

Hemolyse bloedschadedetectie



Li — Lithium

Cr — Creatinine

eGFR — Nierfunctie

*De ingebouwde bloedschadedetectie controleert tijdens de meting de kwaliteit van de bloeddruppel. Gebruikers leren snel zonder problemen een druppel aanbrengen.*

## Hoe wordt een meting uitgevoerd?



- (1) voer de vingerprik uit
- (2) breng de druppel aan
- (3) plaats de Lab-Chip
- (4) wacht enkele minuten
- (5) scan de uitkomst

## Kosten

Afhankelijk van de implementatie is het mogelijk de Medimate kosten neutraal in te zetten.